

CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan

CORONET® DALK Empfänger Vakuum Trepan

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
51-844-7.50	CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan	7.50mm, 300µm Klinge	1 Stk.
51-844-8.00	CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan	8.00mm, 300µm Klinge	1 Stk.
51-844-8.50	CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan	8.50mm, 300µm Klinge	1 Stk.
51-844-9.00	CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan	9.00mm, 300µm Klinge	1 Stk.



Anwendung:

1. Saugtrepan-Handstück mit Zentrierungsrohr auf dem Limbus positionieren und ansaugen lassen
2. Zentrierungsrohr entfernen
3. Trepan in die Führung des Saugtrepan-Handstücks einführen und sanft andrücken



Clear-Vue™ Saugtrepan-
Handstück mit eingeführtem
Zentrierungsrohr



Ultrascharfer Hornhautrepan
mit 300 µm Schnitttiefe
speziell entwickelt für DALK



Zentrierungsrohr mit
Fadenkreuz

- CORONET® DALK Clear-Vue™ Vakuum Trepan inkl.
 - 1x Clear-Vue™ Vakuum-Saugtrepan-Führung
 - 1x Ultrascharfer Hornhautrepan mit 300 µm Schnitttiefe speziell entwickelt für DALK
 - 1x Zentrierungsrohr mit Fadenkreuz für eine einfachere Positionierung
- Der patentgeschützte und weiche Rand liegt auf dem Limbus auf und passt auf jede Oberflächenstruktur
- Ergonomische Fingergriffe für eine natürliche Handposition
- Einzeln steril verpackt