

Mikroaugkanülen

Saugkanülen – 70mm


| Art. Nr. | Beschreibung | Abmessungen | VE |
|----------|--------------------|-------------|---------|
| 74-1230 | Grün, gewinkelt | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1230A | Grau, gewinkelt | 1.7mm / 15G | 50 Stk. |
| 74-1231 | Weiß, gewinkelt | 1.6mm / 16G | 50 Stk. |
| 74-1231A | Rot, gewinkelt | 1.4mm / 17G | 50 Stk. |
| 74-1232 | Pink, gewinkelt | 1.2mm / 18G | 50 Stk. |
| 74-1232A | Beige, gewinkelt | 1.0mm / 19G | 50 Stk. |
| 74-1233 | Gelb, gewinkelt | 0.9mm / 20G | 50 Stk. |
| 74-1234 | Schwarz, gewinkelt | 0.7mm / 22G | 50 Stk. |
| 74-1236 | Violett, gewinkelt | 0.5mm / 24G | 50 Stk. |
| 74-1237 | Grau, gewinkelt | 0.4mm / 27G | 50 Stk. |
| 74-1240 | Grün, gerade | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1241 | Weiß, gerade | 1.6mm / 16G | 50 Stk. |
| 74-1242 | Pink, gerade | 1.2mm / 18G | 50 Stk. |
| 74-1243 | Gelb, gerade | 0.9mm / 20G | 50 Stk. |
| 74-1244 | Schwarz, gerade | 0.7mm / 22G | 50 Stk. |
| 74-1246 | Violett, gerade | 0.5mm / 24G | 50 Stk. |

Saugkanülen – 80mm

| Art. Nr. | Beschreibung | Abmessungen | VE |
|----------|--------------------|-------------|---------|
| 74-1270 | Klar, gewinkelt | 4.0mm / 8G | 50 Stk. |
| 74-1268 | Blau, gewinkelt | 3.0mm / 11G | 50 Stk. |
| 74-1267 | Klar, gewinkelt | 2.5mm / 13G | 50 Stk. |
| 74-1260 | Grün, gewinkelt | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1265 | Grau, gewinkelt | 1.7mm / 15G | 50 Stk. |
| 74-1264 | Rot, gewinkelt | 1.4mm / 17G | 50 Stk. |
| 74-1262A | Beige, gewinkelt | 1.0mm / 19G | 50 Stk. |
| 74-1261A | Schwarz, gewinkelt | 0.7mm / 22G | 50 Stk. |

Saugkanülen – 100mm

| Art. Nr. | Beschreibung | Abmessungen | VE |
|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 74-1297 | Blau, gewinkelt | 3.0mm / 11G | 50 Stk. |
| 74-1294 | Klar, gewinkelt | 2.5mm / 13G | 50 Stk. |
| 74-1290 | Grün, gewinkelt | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1282 | Rot, gewinkelt | 1.4mm / 17G | 50 Stk. |
| 74-2001 | Handgriff mit Aspirationskontrolle | | 50 Stk. |



74-2001

- Mit Aspirations-Steuerungsloch
- Abgerundete Kanten am distalen Ende der Lumen
- Stark genug, um als Sonde verwendet zu werden
- Kanülen aus Stahl, Griffe aus Kunststoff
- Alle Kanülen sind einzeln steril verpackt
- Passt auf alle gängigen Verbindungsschläuche
- „Luer-Slip“-Anschluss



Mindestnetto Bestellwert der Mikroaugkanülen und des Handgriffs beträgt 200€ ≈ 4 Verpackungseinheiten

w: www.gvbm.net e: info@gvbm.net t: 030-246 30 784 f: 030-246 30 785

GVBM - Medizinische Einmalprodukte