


# Probeexzision-Zangen

## Rotierbare PE-Zange für HPV-Biopsien

Art. Nr.	Beschreibung	Abmessungen	VE
CBR1041	Rotierbare PE-Zange für HPV-Biopsie, steril verpackt	365mm	10 Stk.



Widerhaken gegen Abrutschen


Ultrascharfe Schneide, härter als Titan

Durchschneiden ohne Gewebequetschung

Präzise Mechanik



- Zervix-Probeentnahmen bei einer verhärteten Gebärmutter möglich
- Das flache Mauldesign ermöglicht das Entnehmen von Gewebe aus der Transformationszone zwischen Canalis Cervicis und Ostium Uteri Externum
- Bedient die wachsende Zahl an HPV-Tests
- Preisgekrönt mit dem „MediWales Innovation Award“
- 88% der Anwender würden das Produkt einem Kollegen weiterempfehlen
- Minimierung die Zellnekrosis und -manipulation der zu untersuchenden Gewebeprobe, optimal für die Histologie



Art. Nr.	Höhe A	Breite B	Probengr.	Drehbar
CBR1041	3.6mm	5.2mm	3.1x7.5mm	Ja
CBT1001	3.6mm	5.2mm	2.6x8.5mm	Nein
CBT1001B	3.8mm	5.2mm	3.0x7.5mm	Nein