


EYETEC® PVA Lanzett-Stieltupfer & Keiltupfer

Art. Nr.	Beschreibung	VE
40-400	EYETEC® Lanzett-Stieltupfer aus hochsaugfähigem Polyvinylalkohol (PVA), je 5 Stk. steril verschweißt	90 Stk.
40-405	EYETEC® Lanzett-Stieltupfer aus hochsaugfähigem Polyvinylalkohol (PVA), je 5 Stk. steril verschweißt	180 Stk.
40-406	EYETEC® Keiltupfer aus hochsaugfähigem Polyvinylalkohol (PVA), je 10 Stk. steril verschweißt	180 Stk.



Standard PVA Saugtupfer



EYETEC® PVA Saugtupfer



- Fussel- und faserfrei, sehr partikelarm & biokompatibel
- Minimiert das Fremdkörpergefühl am Auge
- Hohe Saugfähigkeit
- Steril verpackt