



# GVBM

Medizinische Einmalprodukte



2

## Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

GVBM mbH ist Vertriebspartner von Innovia Medical® Inc, Oasipor, BHKY und Sim Italia s.r.l.® für qualitativ hochwertige medizinische Einmalprodukte in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.gvbm.net](http://www.gvbm.net)



# IHRE SAUBERE LÖSUNG.



Erfüllt Reusable-  
Qualitätsstandards




Für risikoreiche  
Operationen geeignet



Wirtschaftlich sinnvoll gegenüber  
Wiederaufbereitung  
Reparatur  
Austausch

Die Hersteller unserer Produkte sind CE- und nach der MDR  
Verordnung (EU) 2017/745 zertifiziert.



***Einmalsauger:***

**FESS Sinus-Einwegsauger  
(mehr Infos auf S. 14)**

ArtNr. 74-2063 & 74-2060

***Einmalzängchen & Spekula:***

**Krokodilzängchen  
(mehr Infos auf S. 17)**

**Ohrtrichter  
(mehr Infos auf S. 26)**

# Produktkatalog – Sterile Einmalprodukte

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Einmalsauger .....                                | 6  |
| Frazier (Fergusson) .....                         | 6  |
| Standard .....                                    | 6  |
| Vorgebogen .....                                  | 6  |
| Gefenstert .....                                  | 6  |
| Doppelt gefenstert .....                          | 6  |
| Ohne Aspirationsloch .....                        | 6  |
| Sim Micro .....                                   | 7  |
| tropfenförmiges Aspirationsloch .....             | 7  |
| rundes Aspirationsloch .....                      | 8  |
| Flach-Sauger .....                                | 8  |
| Silikonspitze .....                               | 9  |
| Kugelspitze .....                                 | 9  |
| Lange Einmalsauger .....                          | 10 |
| Vari Tube .....                                   | 11 |
| Yankauer-Sauger mit Handstück .....               | 12 |
| Yankauer-Sauger ohne Handstück .....              | 13 |
| Adenotomie-Sauger n. Bleckmann .....              | 13 |
| Kieferhöhlensauger n. Eicken (Sinus) .....        | 14 |
| F.E.S.S. Sinussauger .....                        | 14 |
| Mikroaugkanülen .....                             | 15 |
| Saugkanülen 70mm .....                            | 15 |
| Saugkanülen 80mm .....                            | 15 |
| Saugkanülen 100mm .....                           | 15 |
| Paukenröhrchen .....                              | 16 |
| Einwegohrzängchen .....                           | 17 |
| Ohrzängchen n. Hartmann, oval .....               | 17 |
| Ohrzängchen n. Strümpel .....                     | 17 |
| Ohrzängchen n. Hartmann, gerieft .....            | 17 |
| Nasenschiene .....                                | 18 |
| Externe Nasenschiene aus Thermoplastik .....      | 18 |
| Interne Nasenschiene aus Silikon .....            | 18 |
| Interne Nasenschiene aus Thermoplasik .....       | 18 |
| Epistaxiskatheter .....                           | 19 |
| HNO-Einwegmesser .....                            | 19 |
| Handgriffe .....                                  | 19 |
| Tympanoplastikklingen .....                       | 20 |
| Parazenteseklingen (Myringotomie) .....           | 20 |
| Parazentesemesser mit verbundenem Handgriff ..... | 21 |
| Sichel- & Mikromesser .....                       | 22 |
| Einwegpinzetten .....                             | 22 |
| Pinzette n. McIndoe .....                         | 22 |
| Pinzette n. Wullstein .....                       | 22 |
| Pinzette n. Adson .....                           | 23 |
| Pinzette n. DeBaKey .....                         | 23 |
| Gewebebinzette n. Gillies .....                   | 23 |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Einwegklemmen</b> .....                                      | <b>24</b> |
| Arterienklemme n. Ochsner-Kocher .....                          | 24        |
| Arterienklemme Mosquito .....                                   | 24        |
| Arterienklemme n. Crile .....                                   | 25        |
| Arterienklemme n. Kelly .....                                   | 25        |
| <b>Rotierbare Einwegstanze für orale Inzisionsbiopsie</b> ..... | <b>25</b> |
| <b>Ohrtrichter</b> .....                                        | <b>26</b> |
| Tumarkin Ohrtrichter .....                                      | 26        |
| Shea Ohrtrichter .....                                          | 26        |
| Ovaler Ohrtrichter .....                                        | 26        |
| Rosen runder Ohrtrichter .....                                  | 26        |
| Ohrtrichter für Heine Otoskop .....                             | 27        |
| Ohrtrichter für Keeler Otoskop .....                            | 27        |
| Ohrtrichter für Welch Allyn Otoskop .....                       | 27        |
| Ohrtrichter für Heine Direct Illuminator Otoskop .....          | 27        |
| <b>HNO-Abdecktuch-Set</b> .....                                 | <b>28</b> |
| <b>Bipolare Pinzetten</b> .....                                 | <b>29</b> |
| <b>Galea Einweghaken</b> .....                                  | <b>29</b> |
| <b>PVA Nasentamponade</b> .....                                 | <b>30</b> |
| AbsorbENT® PVA Nasentamponade .....                             | 30        |
| AbsorbENT® PVA Nasentamponade Anatomisch .....                  | 30        |
| AbsorbENT® PVA Epistaxistamponade .....                         | 31        |
| AbsorbENT® PVA Sinustamponade .....                             | 31        |
| AbsorbENT® PVA Ohrtamponade .....                               | 31        |

# Einmalsauger

## Frazier (Fergusson)

### Standard

| Art. Nr. | Beschreibung                                  | Abmessungen   | VE      |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| FSH2006  | Gerade, mit Aspirationsloch, regulär          | 2mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSH2008  | Gerade, mit Aspirationsloch, regulär          | 2,6mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSH2009  | Gerade, mit Aspirationsloch, regulär          | 3mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSH2012  | <u>Gebogen</u> , mit Aspirationsloch, regulär | 4mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSH2015  | <u>Gebogen</u> , mit Aspirationsloch, regulär | 5mm x 140mm   | 20 Stk. |

### Vorgebogen

| Art. Nr.  | Beschreibung                           | Abmessungen   | VE      |
|-----------|----------------------------------------|---------------|---------|
| FSH2006-B | 30° <u>gebogen</u> , mit Asp., regulär | 2mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSH2008-B | 30° <u>gebogen</u> , mit Asp., regulär | 2,6mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSH2009-B | 30° <u>gebogen</u> , mit Asp., regulär | 3mm x 140mm   | 20 Stk. |

### Gefenstert


| Art. Nr. | Beschreibung                            | Abmessungen   | VE      |
|----------|-----------------------------------------|---------------|---------|
| FSF2006  | Gerade, mit Aspirationsloch, gefenstert | 2mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSF2008  | Gerade, mit Aspirationsloch, gefenstert | 2,6mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSF2009  | Gerade, mit Aspirationsloch, gefenstert | 3mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSF2012  | <u>Gebogen</u> , mit Asp., gefenstert   | 4mm x 140mm   | 20 Stk. |

### Doppelt gefenstert

| Art. Nr. | Beschreibung                                  | Abmessungen   | VE      |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| FSF2046  | Gerade, mit Asp., doppelt gefenstert          | 2mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSF2048  | Gerade, mit Asp., doppelt gefenstert          | 2,6mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSF2049  | Gerade, mit Asp., doppelt gefenstert          | 3mm x 140mm   | 20 Stk. |
| FSF2412  | <u>Gebogen</u> , mit Asp., doppelt gefenstert | 4mm x 140mm   | 20 Stk. |

### Ohne Aspirationsloch

| Art. Nr. | Beschreibung                      | Abmessungen | VE      |
|----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| FSN2426  | 42° gebogen, ohne Aspirationsloch | 2mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSN2429  | 42° gebogen, ohne Aspirationsloch | 3mm x 140mm | 20 Stk. |
| FSN24212 | 42° gebogen, ohne Aspirationsloch | 4mm x 140mm | 20 Stk. |



- Robust konstruiert, um intraoperativ gebogen zu werden
- Rohr und Griff werden aus hochwertigem Stahl hergestellt
- Atraumatisches distales Ende der Lumen minimiert Gefahr von Gewebeverletzung
- **NEU: 5mm Durchmesser Variante verfügbar**
- Ein dünner Draht (Mandrin) ist dem Produkt beigelegt, um ggf. verstopfendes Gewebe während der OP zu entfernen
- Arbeitslänge 140mm, Gesamtlänge 200mm



Ohne Aspirationsloch



Gefenstert und doppelt gefenstert




Mit Aspirationsloch

## Sim Micro

### *Tropfenförmiges Aspirationsloch*

| Art. Nr.   | Beschreibung                                      | Abmessungen   | VE      |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|
| CSSR20G80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 2mm x 80mm    | 60 Stk. |
| CSSR30G80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 3mm x 80mm    | 60 Stk. |
| CSSR40G80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 4mm x 80mm    | 60 Stk. |
| CSSR14G90  | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 1,4mm x 90mm  | 60 Stk. |
| CSSR14G130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 1,4mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR20G130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 2mm x 130mm   | 60 Stk. |
| CSSR30G130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 3mm x 130mm   | 60 Stk. |
| CSSR40G130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 4mm x 130mm   | 60 Stk. |
| CSSR20G160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 2mm x 160mm   | 60 Stk. |
| CSSR30G160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 3mm x 160mm   | 60 Stk. |
| CSSR40G160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, Tropfenaspirationsloch | 4mm x 160mm   | 60 Stk. |



- Tropfenförmiges Aspirations-Steuerungsloch: selbst bei einem sehr hohen Aspirationsdruck ermöglicht das Design der Kanüle eine geringe Geräuscentwicklung
- Abgerundete Kanten am distalen Ende des Lumens verhindern Gewebeverletzung
- Non-Blocking-Design
- Stark genug, um als Sonde verwendet zu werden
- Kanülen sind aus Stahl AISI 304
- Innendurchmesser ist über die gesamte Länge der Kanüle gleichförmig
- Saug-Steuergriff aus Styrol-Butadien-Copolymer (ABS)
- Passt auf alle gängigen Verbindungsschläuche
- Color Code für eine schnelle Erkennung
- Latexfrei
- Durch Gammastrahlung sterilisiert
- Einzeln sterile Blisterverpackung




### Rundes Aspirationsloch

| Art. Nr.   | Beschreibung                                      | Abmessungen  | VE      |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|
| CSSR07X70  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 0,7mm x 70mm | 60 Stk. |
| CSSR07X90  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 0,7mm x 90mm | 60 Stk. |
| CSSR10X70  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 1 mm x 70mm  | 60 Stk. |
| CSSR10X90  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 1 mm x 90mm  | 60 Stk. |
| CSSR14X70  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 1,4mm x 70mm | 60 Stk. |
| CSSR14X90  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 1,4mm x 90mm | 60 Stk. |
| CSSR20X80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 2mm x 80mm   | 60 Stk. |
| CSSR20X130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 2mm x 130mm  | 60 Stk. |
| CSSR20X160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 2mm x 160mm  | 60 Stk. |
| CSSR30X80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 3mm x 80mm   | 60 Stk. |
| CSSR30X130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 3mm x 130mm  | 60 Stk. |
| CSSR30X160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 3mm x 160mm  | 60 Stk. |
| CSSR40X80  | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 4mm x 80mm   | 60 Stk. |
| CSSR40X130 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 4mm x 130mm  | 60 Stk. |
| CSSR40X160 | SIM MICRO „Slow Reaction“, rundes Aspirationsloch | 4mm x 160mm  | 60 Stk. |



X-Serie  
Rundes  
Aspirationsloch




### Flach-Sauger

| Art. Nr.   | Beschreibung                                          | Abmessungen | VE      |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|
| CSSR30D130 | SIM MICRO „Flat“, Spitze flach, beidseitig gefenstert | 3mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR40D130 | SIM MICRO „Flat“, Spitze flach, beidseitig gefenstert | 4mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR30D160 | SIM MICRO „Flat“, Spitze flach, beidseitig gefenstert | 3mm x 160mm | 60 Stk. |
| CSSR40D160 | SIM MICRO „Flat“, Spitze flach, beidseitig gefenstert | 4mm x 160mm | 60 Stk. |



### Silikonspitze

| Art. Nr.    | Beschreibung                 | Abmessungen | VE      |
|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| CSSR20X80S  | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 2mm x 80mm  | 60 Stk. |
| CSSR20X130S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 2mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR20X160S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 2mm x 160mm | 60 Stk. |
| CSSR30X80S  | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 3mm x 80mm  | 60 Stk. |
| CSSR30X130S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 3mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR30X160S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 3mm x 160mm | 60 Stk. |
| CSSR40X80S  | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 4mm x 80mm  | 60 Stk. |
| CSSR40X130S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 4mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR40X160S | SIM MICRO mit Silikon-Spitze | 4mm x 160mm | 60 Stk. |




- Mikrosauger mit atraumatischer Medical Grade Silicone-Saugerspitze
- Rundes Aspirationsloch im farbcodierten Griff



### Kugelspitze

| Art. Nr.   | Beschreibung                               | Abmessungen | VE      |
|------------|--------------------------------------------|-------------|---------|
| CSSR20o130 | SIM MICRO Ball-Tip, rundes Aspirationsloch | 2mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR30o130 | SIM MICRO Ball-Tip, rundes Aspirationsloch | 3mm x 130mm | 60 Stk. |
| CSSR40o130 | SIM MICRO Ball-Tip, rundes Aspirationsloch | 4mm x 130mm | 60 Stk. |




## Langer Einmalsauger

| Art. Nr. | Beschreibung                | Abmessungen | VE      |
|----------|-----------------------------|-------------|---------|
| 74-2030  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 2mm x 215mm | 25 Stk. |
| 74-2033  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 2mm x 275mm | 25 Stk. |
| 74-2037  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 2mm x 350mm | 25 Stk. |
| 74-2052  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 3mm x 250mm | 25 Stk. |
| 74-2053  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 3mm x 275mm | 25 Stk. |
| 74-2057  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 3mm x 350mm | 25 Stk. |
| 74-2058  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 3mm x 380mm | 25 Stk. |
| 74-2083  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 4mm x 275mm | 25 Stk. |
| 74-2087  | Larynx- Sauger, 30° gebogen | 4mm x 350mm | 25 Stk. |

- An ein Frazier-Design angelehntes Modell
- Optimal, um dieses intraoperativ zu biegen
- Mit rundem Aspirationsloch
- Abgerundete Kanten am distalen Ende des Lumens verhindern Gewebeerletzung
- Kanüle aus Stahl, Griff aus Kunststoff
- Sauger einzeln steril verpackt
- Passt auf alle gängigen Verbindungsschläuche




| Art. Nr.   | Beschreibung                                       | Abmessungen | VE      |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| CSSR20X330 | Larynx-Sauger, 30° gebogen, rundes Aspirationsloch | 2mm x 330mm | 30 Stk. |
| CSSR30X330 | Larynx-Sauger, 30° gebogen, rundes Aspirationsloch | 3mm x 330mm | 30 Stk. |



## Vari Tube

| Art. Nr. | Beschreibung                                     | Abmessungen   | VE      |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|---------|
| 74-2009  | Vari Tube n. Brackmann, gefenstert, offenes Ende | 1,6mm x 115mm | 10 Stk. |
| 74-2015  | Vari Tube n. Belucci                             | 2mm x 85mm    | 50 Stk. |
| 74-2017  | Vari Tube Laryngeal                              | 2mm x 125mm   | 50 Stk. |
| 74-2050  | Vari Tube Laryngeal                              | 3mm x 125mm   | 50 Stk. |
| 74-2051  | Vari Tube Laryngeal                              | 3mm x 165mm   | 25 Stk. |
| 74-2077  | Vari Tube Laryngeal                              | 4mm x 120mm   | 25 Stk. |
| 74-2081  | Vari Tube Laryngeal                              | 4mm x 135mm   | 25 Stk. |
| 74-2079  | Vari Tube Laryngeal                              | 4mm x 150mm   | 25 Stk. |
| 74-2080  | Vari Tube Laryngeal                              | 4mm x 165mm   | 25 Stk. |


- Optimal, um dieses intraoperativ zu biegen
- Abgerundete Kanten am distalen Ende des Lumens verhindern Gewebeerletzung
- Stark genug, um als Sonde verwendet zu werden
- Alle Sauger einfach einzeln steril verpackt




## Yankauer-Sauger mit Handstück

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                                     | VE      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Y80      | Transparenter Yankauer mit Körbchenspitze, ohne Kontrolloch, 280 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y82      | Transparenter Yankauer mit Körbchenspitze, mit Kontrolloch, 280 mm Gesamtlänge, steril verpackt  | 50 Stk. |
| Y2400    | Transparenter Yankauer mit gerader Spitze, ohne Kontrolloch, 253 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y240B    | Transparenter Yankauer mit Körbchenspitze, ohne Kontrolloch, 260 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |


Y82



Y240B



Y2400



## Yankauer-Sauger ohne Handstück

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                       | VE      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Y1500    | Klassischer Yankauer, 12 CH, ohne Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y1201    | Klassischer Yankauer, 12 CH, mit Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt  | 50 Stk. |
| Y1800    | Klassischer Yankauer, 18 CH, ohne Kontrolloch, 250 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y1801    | Klassischer Yankauer, 18 CH, mit Kontrolloch, 250 mm Gesamtlänge, steril verpackt  | 50 Stk. |
| Y2200    | Klassischer Yankauer, 22 CH, ohne Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y2201    | Klassischer Yankauer, 22 CH, mit Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt  | 50 Stk. |
| Y2800    | Klassischer Yankauer, 28 CH, ohne Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt | 50 Stk. |
| Y2801    | Klassischer Yankauer, 28 CH, mit Kontrolloch, 270 mm Gesamtlänge, steril verpackt  | 50 Stk. |




## Adenotomie-Sauger n. Bleckmann

| Art. Nr.    | Beschreibung                                                     | Abmessungen              | VE      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| CSSR40T160S | AT-Sauger, rundes Aspirationsloch, „Medical Grade“-Silikonspitze | 4mm x 165mm, 100mm ArbL. | 30 Stk. |



## Kieferhöhlensauger n. Eicken (Sinus)

| Art. Nr. | Beschreibung                 | Abmessungen        | VE      |
|----------|------------------------------|--------------------|---------|
| SSH2606  | Kieferhöhlensauger n. Eicken | 2mm (6FG) 65 Grad  | 20 Stk. |
| SSH2609  | Kieferhöhlensauger n. Eicken | 3mm (9FG) 65 Grad  | 20 Stk. |
| SSH2909  | Kieferhöhlensauger n. Eicken | 3mm (9FG) 90 Grad  | 20 Stk. |
| SSH2612  | Kieferhöhlensauger n. Eicken | 4mm (12FG) 65 Grad | 20 Stk. |
| SSH2912  | Kieferhöhlensauger n. Eicken | 4mm (12FG) 90 Grad | 20 Stk. |




- Saugkanüle mit atraumatischer Olivenspitze
- Stark genug, um als Sonde verwendet zu werden
- Kanüle und Griffe aus Stahl, ohne Aspirationsloch
- Alle Sauger einzeln steril verpackt
- Passt auf Luerverschlüsse



## F.E.S.S. Sinussauger


| Art. Nr. | Beschreibung    | Abmessungen                 | VE      |
|----------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 74-2060  | F.E.S.S. Sauger | 3mm x 85mm, 80 Grad gebogen | 25 Stk. |
| 74-2063  | F.E.S.S. Sauger | 3mm x 85mm, 65 Grad gebogen | 25 Stk. |



# Mikroaugkanülen

## Saugkanülen – 70mm

| Art. Nr. | Beschreibung       | Abmessungen | VE      |
|----------|--------------------|-------------|---------|
| 74-1230  | Grün, gewinkelt    | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1231  | Weiß, gewinkelt    | 1.6mm / 16G | 50 Stk. |
| 74-1231A | Rot, gewinkelt     | 1.4mm / 17G | 50 Stk. |
| 74-1232  | Pink, gewinkelt    | 1.2mm / 18G | 50 Stk. |
| 74-1232A | Beige, gewinkelt   | 1.0mm / 19G | 50 Stk. |
| 74-1233  | Gelb, gewinkelt    | 0.9mm / 20G | 50 Stk. |
| 74-1234  | Schwarz, gewinkelt | 0.7mm / 22G | 50 Stk. |
| 74-1236  | Violett, gewinkelt | 0.5mm / 24G | 50 Stk. |



## Saugkanülen – 80mm

| Art. Nr. | Beschreibung     | Abmessungen | VE      |
|----------|------------------|-------------|---------|
| 74-1268  | Blau, gewinkelt  | 3.0mm / 11G | 50 Stk. |
| 74-1267  | Klar, gewinkelt  | 2.5mm / 13G | 50 Stk. |
| 74-1260  | Grün, gewinkelt  | 2.0mm / 14G | 50 Stk. |
| 74-1265  | Grau, gewinkelt  | 1.7mm / 15G | 50 Stk. |
| 74-1264  | Rot, gewinkelt   | 1.4mm / 17G | 50 Stk. |
| 74-1262A | Beige, gewinkelt | 1.0mm / 22G | 50 Stk. |

## Saugkanülen – 100mm

| Art. Nr. | Beschreibung    | Abmessungen | VE      |
|----------|-----------------|-------------|---------|
| 74-1297  | Blau, gewinkelt | 3.0mm / 11G | 50 Stk. |

## Luer-Adapter-Handgriff














| Art. Nr. | Beschreibung           | VE      |
|----------|------------------------|---------|
| FI0968   | Luer-Adapter-Handgriff | 50 Stk. |




- Mit Aspirations-Steuerungsloch
- Abgerundete Kanten am distalen Ende der Lumen
- Stark genug, um als Sonde verwendet zu werden
- Kanülen aus Stahl, Griffe aus Kunststoff
- Alle Kanülen sind einzeln steril verpackt
- Passt auf alle gängigen Verbindungsschläuche
- „Luer-Slip“-Anschluss

# Paukenröhrchen


| Art. Nr.   | Beschreibung                      | Abmessungen (in mm) |      |      |      |      | VE      |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------|------|------|------|---------|
|            |                                   | A                   | B    | C    | D    | E    |         |
| VT-0400-01 | T-Tube, Silikon                   | 9.8                 | 1.14 | 12.0 | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0401-01 | T-Tube, Silikon                   | 7.9                 | 1.14 | 4.8  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0406-01 | T-Tube, Silikon                   | 4.0                 | 1.14 | 4.8  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0407-01 | T-Tube, Silikon                   | 5.5                 | 1.14 | 8.0  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0409-01 | T-Tube, Silikon, SuperSoft        | 9.8                 | 1.14 | 12.0 | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0410-01 | T-Tube, Silikon, SuperSoft        | 9.8                 | 1.14 | 8.0  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0301-01 | Paparella, Silikon                | 1.42                | 4.4  | 1.1  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0300-01 | Paparella, Silikon                | 1.14                | 2.4  | 1.1  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0200-01 | Shepard mit Lasche, Silikon       | 1.14                | 2.4  | 1.6  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0201-01 | Shepard mit Draht, Flouropplastik | 1.14                | 2.4  | 1.6  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0202-01 | Shepard, Fluoroplastik            | 1.14                | 2.4  | 1.6  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0203-01 | Shepard mit Draht, Flouropplastik | 1.0                 | 2.4  | 1.6  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0204-01 | Shepard, Fluoroplastik            | 1.0                 | 2.4  | 1.6  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0100-01 | Donaldson, Silikon                | 1.14                | 2.4  | 0.8  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0101-01 | Donaldson mit Lasche, Silikon     | 1.14                | 2.4  | 0.8  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0102-01 | Donaldson, Flouropplastik         | 1.14                | 2.4  | 0.8  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0802-01 | Shah mit Lasche, Fluoroplastik    | 1.14                | 2.4  | 2.4  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0803-01 | Shah mit Draht, Flouropplastik    | 1.14                | 2.4  | 2.4  | -    | -    | 10 Stk. |
| VT-0500-01 | Armstrong-Schaft, Silikon         | 1.14                | 2.6  | -    | 7.0  | -    | 10 Stk. |
| VT-0501-01 | Armstrong-Schaft, Flouropplastik  | 1.14                | 2.6  | -    | 7.5  | -    | 10 Stk. |
| VT-0503-01 | Armstrong Mini, Flouropplastik    | 1.14                | 2.5  | 2.4  | 1.0  | 4.0  | 10 Stk. |
| VT-0508-01 | Armstrong Mini, Flouropplastik    | 1.14                | 3.07 | 2.59 | 1.29 | 3.07 | 10 Stk. |
| VT-0602-01 | Baxter, Flouropplastik            | 1.27                | 3.0  | 3.0  | 0.0  | 2.2  | 10 Stk. |
| VT-0606-01 | Baxter, Silikon                   | 1.27                | 2.62 | 1.27 | 0.0  | 2.0  | 10 Stk. |
| VT-0608-01 | Baxter, Flouropplastik            | 1.14                | 2.79 | 2.79 | 0.66 | 1.75 | 10 Stk. |
| VT-0901-01 | Shank, Flouropplastik             | 1.14                | 2.2  | -    | -    | 7.0  | 10 Stk. |
| VT-0903-01 | Shank, Flouropplastik             | 0.89                | 2.2  | -    | -    | 7.0  | 10 Stk. |
| VT-1001-01 | Collar, Flouropplastik            | 1.27                | 2.9  | 2.9  | 1.4  | 2.1  | 10 Stk. |
| VT-1002-01 | Collar, Flouropplastik            | 1.27                | 2.84 | 2.84 | 1.43 | 2.0  | 10 Stk. |
| VT-1203-01 | Reuter Bobbin, Flouropplastik     | 1.0                 | 2.8  | 2.8  | 1.0  | 1.5  | 10 Stk. |
| VT-1204-01 | Reuter Bobbin, Flouropplastik     | 1.14                | 2.8  | 2.8  | 1.0  | 1.5  | 10 Stk. |
| VT-1231-01 | Reuter Bobbin, <b>Titan</b>       | 1.14                | 2.8  | 2.8  | 1.0  | 1.4  | 10 Stk. |
| VT-1232-01 | Reuter Bobbin, <b>Titan</b>       | 1.27                | 2.8  | 2.8  | 1.0  | 1.4  | 10 Stk. |
| VT-1425-01 | Mini Röhrchen, <b>Titan</b>       | 0.76                | 1.5  | 1.5  | 1.0  | 1.5  | 10 Stk. |
| VT-1602-01 | Mini-Tef, Flouropplastik          | 0.86                | 2.0  | 1.6  | 1.0  | 1.5  | 10 Stk. |
| VT-0405-01 | Touma I T-Tube, Silikon           | 1.14                | 5.8  | 2.4  | 1.3  | 2.1  | 10 Stk. |
| VT-0408-01 | Touma II T-Tube, Silikon          | 1.12                | 5.0  | 2.59 | 0.63 | 2.08 | 10 Stk. |
| VT-0700-01 | Umbrella, Silikon                 | 1.0                 | 2.3  | 2.3  | 0.8  | 3.2  | 10 Stk. |
| VT-0403-01 | T-Tube Spezial, Silikon           | 1.27                | 6.4  | 3.8  | 2.4  | 3.5  | 10 Stk. |




VT-0403-01



VT-0700-01



VT-0408-01




VT-0405-01

# Einwegohrzängchen

## Ohrzängchen n. Hartmann, oval

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                                     | Abmessungen | VE      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| OFB1001-S | Ohrzängchen n. Hartmann, oval, Anti-Reflex-Beschichtung, einfach steril verpackt | 100mm       | 10 Stk. |




## Ohrzängchen n. Strümpel

| Art. Nr.  | Beschreibung                                             | Abmessungen                    | VE      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| HAF1001-D | Ohrzängchen n. Strümpel, gerade, einfach steril verpackt | 8mm Maullänge, 120mm Nutzlänge | 10 Stk. |



## Ohrzängchen n. Hartmann, gerieft

| Art. Nr.   | Beschreibung                                                                          | Abmessungen | VE      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| CFB2001-S  | Ohrzängchen n. Hartmann, gerieft, Anti-Reflex-Beschichtung, einfach steril verpackt   | 100mm       | 20 Stk. |
| CFBF2001-S | Ohrzängchen n. Hartmann, fein gezahnt, Anti-Reflex-Beschichtung, einfach steril verp. | 100mm       | 20 Stk. |



CFBF2001-S  
fein gezahnt



# Nasenschiene


## Externe Nasenschiene aus Thermoplastik (Hellbeige)

| Art. Nr.       | Beschreibung                                                            | Abmessungen | VE      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 10-4021-10NKM  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, winzig | 50mm x 28mm | 10 Stk. |
| 10-4021-10NKP  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, klein  | 58mm x 30mm | 10 Stk. |
| 10-4021-10NKS  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, mittel | 65mm x 35mm | 10 Stk. |
| 10-4021-10NKL  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, groß   | 80mm x 50mm | 10 Stk. |
| 10-4021-05KM-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, winzig     | 50mm x 28mm | 5 Stk.  |
| 10-4021-05KP-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, klein      | 58mm x 30mm | 5 Stk.  |
| 10-4021-05KL-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, groß       | 80mm x 50mm | 5 Stk.  |
| 10-4021-05KS-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, mittel     | 65mm x 35mm | 5 Stk.  |



Setbestandteile je 1 Stk. Nasenschiene:

- 2 Stk. vorgeschnittene Protecto-Streifen
- 1 Stk. Alkoholtupfer
- 1 Stk. SKIN-PREP Hautschutztuch
- 1 Stk. nasenseitiges Polster



## Externe Nasenschiene aus Thermoplastik (Hellrosa)

| Art. Nr.       | Beschreibung                                                            | Abmessungen | VE      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 10-4022-10NKM  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, winzig | 50mm x 28mm | 10 Stk. |
| 10-4022-10NKP  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, klein  | 58mm x 30mm | 10 Stk. |
| 10-4022-10NKS  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, mittel | 65mm x 35mm | 10 Stk. |
| 10-4022-10NKL  | Externe Nasenschiene, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, groß   | 80mm x 50mm | 10 Stk. |
| 10-4022-05KM-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, winzig     | 50mm x 28mm | 5 Stk.  |
| 10-4022-05KP-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, klein      | 58mm x 30mm | 5 Stk.  |
| 10-4022-05KL-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, groß       | 80mm x 50mm | 5 Stk.  |
| 10-4022-05KS-C | Nasenschienenset, modellierbar unter Erhitzung, Thermoplast, mittel     | 65mm x 35mm | 5 Stk.  |




## Interne Nasenschiene aus Silikon

| Art. Nr.    | Beschreibung                                               | VE        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| SP-79300-50 | Interne Nasenschiene mit Luftweg, Silikon, steril verpackt | 50x 2 Stk |
| SP-79400    | Interne Nasenschiene ohne Luftweg, Silikon, sterilverpackt | 1x2 Stk   |




## Interne Nasenschiene aus Thermoplastik

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                                 | VE        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SP-27000 | Interne Nasenschiene 26.1mm x 42.6mm, trimmbar, 0.25mm Dicke, Thermoplastik, steril verpackt | 6x 2 Stk. |
| SP-27005 | Interne Nasenschiene 26.1mm x 42.6mm, trimmbar, 0.50mm Dicke, Thermoplastik, steril verpackt | 6x 2 Stk. |
| SP-27010 | Interne Nasenschiene 39.1mm x 42.6mm, trimmbar, 0.25mm Dicke, Thermoplastik, steril verpackt | 6x 2 Stk. |
| SP-27015 | Interne Nasenschiene 39.1mm x 42.6mm, trimmbar, 0.50mm Dicke, Thermoplastik, steril verpackt | 6x 2 Stk. |




## Externe Nasenschiene Denver

| Art. Nr.       | Beschreibung                                                             | VE      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10-2000-10NKM  | Denver Nasenschiene 50mm x 28mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt     | 10 Stk. |
| 10-2000-10NKP  | Denver Nasenschiene 58mm x 30mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt     | 10 Stk. |
| 10-2000-10NKS  | Denver Nasenschiene 65mm x 35mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt     | 10 Stk. |
| 10-2000-10NKL  | Denver Nasenschiene 69mm x 43mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt     | 10 Stk. |
| 10-1500-05KM-C | Denver Nasenschienenset 50mm x 28mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt | 5 Stk.  |
| 10-1500-05KP-C | Denver Nasenschienenset 58mm x 30mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt | 5 Stk.  |
| 10-1500-05KS-C | Denver Nasenschienenset 65mm x 35mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt | 5 Stk.  |
| 10-1500-05KL-C | Denver Nasenschienenset 69mm x 43mm, Aluminium & Velcro, steril verpackt | 5 Stk.  |



Setbestandteile je 1 Stk. Nasenschiene:

- 2 Stk. vorgeschchnittene Protecto-Streifen
- 1 Stk. Alkoholtupfer
- 1 Stk. SKIN-PREP Hautschutztuch
- 1 Stk. nasenseitiges Polster



# Epistaxiskatheter

| Art. Nr. | Beschreibung                                                | VE     |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| CE3010S1 | Epistaxiskatheter, Länge 110 mm, 30 und 10 cc Ballon, CH 24 | 6 Stk. |



# HNO-Einwegmesser

## Handgriffe

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                         | Abmessungen | VE     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| FCC0105  | Ersatzspannfutter zu FSC0110, Schraubgewinde, wiederverwendbar                       |             | 1 Stk. |
| FSC0110  | Handgriff mit Spannfutter, wiederverwendbar, passt zu flachen Klingen z.B. MFS0600   | 100 mm      | 1 Stk. |
| RSE0100  | Handgriff mit Spannfutter, wiederverwendbar, passt zu Rundschaftklingen z.B. MRS0600 | 100 mm      | 1 Stk. |
| TSR0100  | Handgriff mit Spannfutter, wiederverwendbar, passt zu konischen Klingen z.B. TRA0625 | 100 mm      | 1 Stk. |

FSC0110



RSE0100



FSC0110



RSE0100

## Tympanoplastikklingen

| Art. Nr. | Beschreibung                                          | Abmessungen    | VE     |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| TFS0600  | Tympanoplastikklinge, gerade, passt zu FSC0110        | 56 mm x 2.5 mm | 6 Stk. |
| TFS0660  | Tympanoplastikklinge, 60° gewinkelt, passt zu FSC0110 | 54 mm x 2.5 mm | 6 Stk. |

TFS0660



## Parazenteseklingen (Myringotomie)

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                           | Abmessungen | VE     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| MFS0626  | Parazenteseklinge, abwärts schneidende Lanze, 26° gewinkelt, flach, passt zu FSC0110   | 79 mm       | 6 Stk. |
| MFS0626R | Parazenteseklinge, aufwärts schneidende Lanze, 26° gewinkelt, flach, passt zu FSC0110  | 79 mm       | 6 Stk. |
| MFS0625  | Parazenteseklinge, abwärts schneidende Lanze, 25° gewinkelt, schmal, flach, z. FSC0110 | 80 mm       | 6 Stk. |
| MFS0640  | Parazenteseklinge, Speerspitze, 40° gewinkelt, schmal, flach, passt zu FSC0110         | 80 mm       | 6 Stk. |
| MRS0600  | Parazenteseklinge, Speerspitze, gerade, Rundschaft, passt zu RSE0100                   | 80 mm       | 6 Stk. |
| TRT0600  | Parazenteseklinge, Speerspitze, gerade, konisch, passt zu TSR0100                      | 91 mm       | 6 Stk. |
| TRU0625  | Parazenteseklinge, nach oben schneidende Lanze, 25° gewinkelt konisch, p. z. TSR0100   | 91 mm       | 6 Stk. |
| TRD0625  | Parazenteseklinge, nach unten schneidende Lanze, 25° gewinkelt, konisch, p. z. TSR0100 | 91 mm       | 6 Stk. |
| TRS0600  | Parazenteseklinge, Lanze, gerade, konisch, passt zu TSR0100                            | 91 mm       | 6 Stk. |
| TRA0625  | Parazenteseklinge, Speerspitze, 25° gewinkelt, konisch, passt zu TSR0100               | 91 mm       | 6 Stk. |

MFS0626R



MFS0626



MFS0640



MRS0600



TRD0625




TRU0625




## Parazentesemesser mit verbundenem Handgriff

| Art. Nr. | Beschreibung                                                                         | Abmessungen | VE     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| MFS0626H | Parazentesemesser, nach unten schneidende Lanzenspitze, 26° gewinkelt, flach         | 79 mm       | 6 Stk. |
| MFS0625H | Parazentesemesser, nach unten schneidende Lanzenspitze, 26° gewinkelt, schmal, flach | 79 mm       | 6 Stk. |
| MFS0640H | Parazentesemesser, Speerspitze, 40° gewinkelt, schmal, flach                         | 80 mm       | 6 Stk. |
| MRS0630H | Parazentesemesser, Lanzenspitze, gerade, Rundschaft                                  | 167 mm      | 6 Stk. |
| MRS0600H | Parazentesemesser, Lanzenspitze, gerade, Rundschaft, flacher Handgriff               | 170 mm      | 6 Stk. |
| MRA0600H | Parazentesemesser, nach unten schneidende Lanze, 26° gewinkelt, Rundschaft           | 170 mm      | 6 Stk. |



## Sichel- und Mikromesser

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                              | Abmessungen | VE     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| MFS0600H  | Sichelmesser mit Handgriff, gerade, flach                                 | 83 mm       | 6 Stk. |
| MFS0600   | Sichelmesser ohne Handgriff, gerade, flach, passt zu FSC0110              | 83 mm       | 6 Stk. |
| NRS0400   | Sichelmesser mit Handgriff, gerade, Rundschaft                            | 100 mm      | 4 Stk. |
| MRSS0600H | Sichelmesser mit flachem Handgriff, gerade, Rundschaft                    | 167 mm      | 6 Stk. |
| BL-B-1    | Dissektionsmesser, 3 mm Klingenbreite, beidseitig scharf, Klickverschluss | 12.5 mm     | 5 Stk. |
| PQ-L-1    | Inzision-Dissektion-Messer, 1 mm Klingenbreite, Klickverschluss           | 3 mm        | 5 Stk. |



## Einwegpinzetten

### Pinzette n. McIndoe

| Art. Nr.  | Beschreibung                                   | Abmessungen | VE      |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------|
| MDF5001-S | Pinzette n. McIndoe, gerieft, einfach verpackt | 150mm       | 50 Stk. |




### Pinzette n. Wullstein

| Art. Nr.  | Beschreibung                                     | Abmessungen | VE      |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|---------|
| SPF2001-S | Pinzette n. Wullstein, glatt, einzeln verpackt   | 105mm       | 20 Stk. |
| SSF2001-S | Pinzette n. Wullstein, gerieft, einzeln verpackt | 105mm       | 20 Stk. |




## Pinzette n. Adson


| Art. Nr.  | Beschreibung                                                             | Abmessungen | VE      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| ATS2012F  | Pinzette n. Adson, feine Spitze, 1:2 gezahnt & gerieft, doppelt verpackt | 120mm       | 20 Stk. |
| ADS5001-S | Pinzette n. Adson, gerieft, einfach verpackt                             | 120mm       | 50 Stk. |
| ATP2015-D | Pinzette n. Adson, 1:2 gezahnt, doppelt verpackt                         | 150mm       | 20 Stk. |



ATP2015





ATS2012F



ADS5001-S


## Pinzette n. DeBakey

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                         | Abmessungen | VE      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| DAF2016-D | Pinzette n. DeBakey, fein geriefter Damm und Kerbe, doppelt verpackt | 160mm       | 20 Stk. |



## Gewebepinzette n. Gillies



| Art. Nr.  | Beschreibung                                                      | Abmessungen | VE      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| GDF2001-S | Gewebepinzette n. Gillies, 1:2 gezahnt, gerieft, einzeln verpackt | 160mm       | 20 Stk. |



# Einwegklemmen


## Arterienklemme n. Ochsner-Kocher

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                             | Abmessungen | VE      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KAF2014-D | Arterienklemme n. Ochsner-Kocher, 1:2 gezahnt, gerieft, doppelt verpackt | 140mm       | 20 Stk. |
| KOF2181   | Arterienklemme n. Ochsner-Kocher, 1:2 gezahnt, gerieft, doppelt verpackt | 185mm       | 20 Stk. |



## Arterienklemme Mosquito

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                             | Abmessungen | VE      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| MQC2012   | Arterienklemme Mosquito, gebogen, gerieft, doppelt verpackt              | 120mm       | 20 Stk. |
| MQC2025-D | Arterienklemme Mosquito, gebogen, gerieft, doppelt verpackt              | 125mm       | 20 Stk. |
| MQC2125-D | Arterienklemme Mosquito, gebogen, 1:2 gezahnt, gerieft, doppelt verpackt | 125mm       | 20 Stk. |
| MQT2001-S | Arterienklemme Mosquito, gerade, gerieft, doppelt verpackt               | 125mm       | 20 Stk. |



## Arterienklemme n. Crile

| Art. Nr.  | Beschreibung                                                | Abmessungen | VE      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| CFS2001-D | Arterienklemme n. Crile, gerade, gerieft, doppelt verpackt  | 145mm       | 20 Stk. |
| CFC2001-D | Arterienklemme n. Crile, gebogen, gerieft, doppelt verpackt | 145mm       | 20 Stk. |




## Arterienklemme n. Kelly

| Art. Nr. | Beschreibung                                              | Abmessungen | VE      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|
| SWF2010  | Arterienklemme n. Kelly, gerade, gerieft, steril verpackt | 120mm       | 20 Stk. |
| SWF2015  | Arterienklemme n. Kelly, gerade, gerieft, steril verpackt | 150mm       | 20 Stk. |
| SWF2018  | Arterienklemme n. Kelly, gerade, gerieft, steril verpackt | 180mm       | 20 Stk. |
| SWF2020  | Arterienklemme n. Kelly, gerade, gerieft, steril verpackt | 200mm       | 20 Stk. |



## Rotierbare Einwegstanze für orale Inzisionsbiopsie

| Art. Nr. | Beschreibung                                                        | Abmessungen | VE      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| OBR1001  | Rotierbare Einwegstanze für orale Inzisionsbiopsie, steril verpackt | 120 mm      | 10 Stk. |
| OBRL1001 | Rotierbare Einwegstanze für orale Inzisionsbiopsie, steril verpackt | 180 mm      | 10 Stk. |



# Ohrtrichter

## Tumarkin Ohrtrichter

| Art. Nr. | Beschreibung                                                     | VE       |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| TSP10000 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 0 (3.5mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |
| TSP10005 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 0.5 (4.5mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| TSP10010 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 1 (5.5mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |
| TSP10020 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 2 (6.0mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |
| TSP10030 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 3 (6.5mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |
| TSP10040 | Tumarkin Ohrspekula, Gr. 4 (7.0mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |



Unsere Ohrspekula tragen eine mattschwarze Färbung für bessere Lichtabsorption und Sichtbarkeit. Weiche Kanten zusammen mit robustem Material erhöhen den Komfort und die Sicherheit aller Beteiligten.

## Shea Ohrtrichter

| Art. Nr. | Beschreibung                                                       | VE       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| SSP1001  | Shea Ohrspekula, Größe 1 (3.5 x 4.1mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| SSP1002  | Shea Ohrspekula, Größe 2 (4.5 x 5.5mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| SSP1003  | Shea Ohrspekula, Größe 3 (5.5 x 7.5mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| SSP1004  | Shea Ohrspekula, Größe 4 (6.5 x 8.5mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |



## Ovaler Ohrtrichter

| Art. Nr. | Beschreibung                                                | VE       |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| OSP1002  | Ovale Ohrspekula, Gr. 2 (3.5mm), einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| OSP1003  | Ovale Ohrspekula, Gr. 3 (4mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |
| OSP1004  | Ovale Ohrspekula, Gr. 4 (6mm), einfach verpackt, unsteril   | 100 Stk. |



## Rosen runder Ohrtrichter

| Art. Nr. | Beschreibung                                            | VE       |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| ESP1003  | Rosen runde Ohrspekula, 3mm, einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| ESP1004  | Rosen runde Ohrspekula, 4mm, einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| ESP1005  | Rosen runde Ohrspekula, 5mm, einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| ESP1006  | Rosen runde Ohrspekula, 6mm, einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |
| ESP1007  | Rosen runde Ohrspekula, 7mm, einfach verpackt, unsteril | 100 Stk. |



## Ohrtrichter für Heine Otoskop

| Art. Nr.    | Beschreibung                                      | Verpackungseinheit           |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 100.250.000 | Ohrtrichter für Heine Otoskop, ø 2.5 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |
| 100.300.000 | Ohrtrichter für Heine Otoskop, ø 3.0 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |
| 100.400.000 | Ohrtrichter für Heine Otoskop, ø 4.0 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |
| 100.500.000 | Ohrtrichter für Heine Otoskop, ø 5.0 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |

Je nach Verpackungseinheit wird ein definierender Suffix an die Artikelnummer hinzugefügt: /200, /400, /800 oder /1000.



## Ohrtrichter für Keeler Otoskop

| Art. Nr. | Beschreibung                                       | Verpackungseinheit     |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|
| KS2.5    | Ohrtrichter für Keeler Otoskop, ø 2.0 mm, unsteril | 100, 250 oder 500 Stk. |
| KS3.5    | Ohrtrichter für Keeler Otoskop, ø 3.0 mm, unsteril | 100, 250 oder 500 Stk. |
| KS4.5    | Ohrtrichter für Keeler Otoskop, ø 4.0 mm, unsteril | 100, 250 oder 500 Stk. |
| KS5.5    | Ohrtrichter für Keeler Otoskop, ø 5.0 mm, unsteril | 100, 250 oder 500 Stk. |



## Ohrtrichter für Welch Allyn Otoskop

| Art. Nr.    | Beschreibung                                            | Verpackungseinheit           |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 100.275.000 | Ohrtrichter für Welch Allyn Otoskop, ø 2.8 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |
| 100.425.000 | Ohrtrichter für Welch Allyn Otoskop, ø 4.3 mm, unsteril | 200, 400, 800 oder 1000 Stk. |



## Ohrtrichter für Heine Direct Illuminator Otoskop

| Art. Nr. | Beschreibung                                                         | Verpackungseinheit      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| HSDI2.5  | Ohrtrichter für Heine Direct Illuminator Otoskop, ø 2.5 mm, unsteril | 250, 500 oder 1000 Stk. |
| HSDI4.0  | Ohrtrichter für Heine Direct Illuminator Otoskop, ø 4.0 mm, unsteril | 250, 500 oder 1000 Stk. |




# HNO-Abdecktuch-Set

| Art. Nr. | Beschreibung                        | VE      |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 215150   | HNO-Abdecktuch-Set, steril verpackt | 23 Stk. |




Das HNO-Abdecktuch-Set umfasst:

- OP-Klebeband, Maße: 50 x 9 cm, bestehend aus hypoallergenem Acrylat
- 2 Handtücher, Maße: 30 x 40 cm, bestehend aus fusselfreiem Cellulose
- Gefensterter und selbstklebendes HNO-Abdecktuch mit Inzisionsfolie, Maße: 150 x 150 cm, bestehend aus 1 Schicht hydrophiler Flies und 1 Schicht Polyethylen-Folie (Wasser- und mikrobendichtes Verbundgewebe)
- 1 Tischabdeckung, Maße: 190 x 150 cm, bestehend aus 1 Schicht Polyethylen-Folie und 1 Schicht verstärkter Flies (Wasser- und mikrobendichtes Verbundgewebe)



## Bipolare Pinzetten

| Art. Nr.    | Beschreibung                                           | VE      |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| SU781020044 | Bajonett Bipolar-Pinzette 200 x 1mm, 3m, 4mm Stecker   | 20 Stk. |
| SU782020044 | Bajonett Bipolar-Pinzette 200 x 2mm, 3m, 4mm Stecker   | 20 Stk. |
| SU790515044 | Adson Bipolar-Pinzette 150 x 0.5mm, 3m, 4mm Stecker    | 20 Stk. |
| SU791015044 | Adson Bipolar-Pinzette 150 x 1mm, 3m, 4mm Stecker      | 20 Stk. |
| SU770515044 | Standard Bipolar-Pinzette 150 x 0.5mm, 3m, 4mm Stecker | 20 Stk. |
| SU770520044 | Standard Bipolar-Pinzette 200 x 0.5mm, 3m, 4mm Stecker | 20 Stk. |
| SU771015044 | Standard Bipolar-Pinzette 150 x 1mm, 3m, 4mm Stecker   | 20 Stk. |
| SU771520044 | Standard Bipolar-Pinzette 200 x 1.5mm, 3m, 4mm Stecker | 20 Stk. |
| SU772015044 | Standard Bipolar-Pinzette 150 x 2mm, 3m, 4mm Stecker   | 20 Stk. |
| SU772020044 | Standard Bipolar-Pinzette 200 x 2mm, 3m, 4mm Stecker   | 20 Stk. |



Standard Bipo-Pinzette



Adson Bipo-Pinzette



Bajonett Bipo-Pinzette



## Galea-Einweghaken

| Art. Nr.    | Beschreibung                                                                          | VE      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MEDHOOK-001 | Galea-Haken mit Silikon-Zug (latexfrei), beschichtet ohne Silikon, groß, 110mm Länge  | 50 Stk. |
| MEDHOOK-002 | Galea-Haken mit Silikon-Zug (latexfrei), beschichtet mit Silikon, groß, 110mm Länge   | 50 Stk. |
| MEDHOOK-003 | Galea-Haken mit Silikon-Zug (latexfrei), beschichtet ohne Silikon, klein, 100mm Länge | 50 Stk. |
| MEDHOOK-004 | Galea-Haken mit Silikon-Zug (latexfrei), beschichtet mit Silikon, klein, 100mm Länge  | 50 Stk. |
| MEDHOOK-005 | Galea-Doppel-Haken mit elast. Silikon-Zug (latexfrei), Dicke 0,7mm, Länge 33mm        | 50 Stk. |



# PVA Tamponaden


## AbsorbENT® PVA Nasentamponade

| Art. Nr.   | Beschreibung                                                             | Abmessungen        | VE      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| RH-7401-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Standard, einzeln verpackt                 | 45mm x 15mm x 20mm | 10 Stk. |
| RH-7404-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Standard, einzeln verpackt                 | 80mm x 15mm x 20mm | 10 Stk. |
| RH-7406-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Schlank, einzeln verpackt                  | 80mm x 10mm x 20mm | 10 Stk. |
| RH-7408-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Standard mit Ventilationsrohr, einz. verp. | 45mm x 15mm x 20mm | 10 Stk. |
| RH-7405-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Schlank mit Ventilationsrohr, einz. verp.  | 80mm x 10mm x 20mm | 10 Stk. |



## AbsorbENT® PVA Nasentamponade Anatomisch

| Art. Nr.   | Beschreibung                                                             | Abmessungen        | VE      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| RH-7409-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Anatomisch, einzeln verpackt               | 80mm x 15mm x 30mm | 10 Stk. |
| RH-7410-10 | AbsorbENT® PVA Nasenta. Anat. mit Ventilationsröhrchen, einzeln verpackt | 80mm x 15mm x 30mm | 10 Stk. |
| RH-7406-10 | AbsorbENT® PVA Nasentamponade Anatomisch, einzeln verpackt               | 80mm x 10mm x 30mm | 10 Stk. |



## AbsorbENT® PVA Epistaxistamponade

| Art. Nr.   | Beschreibung                                        | Abmessungen         | VE      |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|
| RH-2310-10 | AbsorbENT® PVA Epistaxistamponade, einzeln verpackt | 100mm x 15mm x 25mm | 10 Stk. |
| RH-2315-20 | AbsorbENT® PVA Epistaxistamponade, einzeln verpackt | 55mm x 15mm x 25mm  | 20 Stk. |



## AbsorbENT® PVA Sinustamponade

| Art. Nr.   | Beschreibung                                      | Abmessungen       | VE               |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| RH-7530-10 | AbsorbENT® PVA Sinustamponade, paarweise verpackt | 35mm x 12mm x 6mm | 10 Sets à 2 Stk. |
| RH-7532-10 | AbsorbENT® PVA Sinustamponade, paarweise verpackt | 35mm x 12mm x 9mm | 10 Sets à 2 Stk. |



# Vorteile von Einmalprodukten

- Messerklingen und Bohrer sind bei einmaliger Verwendung erheblich schärfer als Wiederverwendbare nach der Wiederaufbereitung
- Gewebeproben sind eindeutig belastbar, da die Histologie keine Rückstände von Vorgängern aufweist
- Aufbereiter tragen keinerlei Haftung bei Infektionen durch Verunreinigungen
- Kleine Lumen verstopfen bei Einmalinstrumenten seltener und es besteht kein hygienisches Risiko

## Probleme mit Reusable-Produkten

Es können erhebliche Reparaturkosten nach Frässhaden oder Abnutzung entstehen!

Gründliche Reinigung chirurgischer Instrumente ist schwierig. Es besteht die Gefahr der Kreuzkontamination durch mögliche Eiweiß- und Geweberückstände! Darunter die Übertragung von:

- CJK und vCJK
- Prionenerkrankungen
- Bakterien-Endotoxinen
- Hepatitis B und C
- Risiken durch HIV und AIDS



## Darf ich Einmalinstrumente auch wiederaufbereiten lassen?

Die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten ist – wenngleich an hohe Anforderungen gekoppelt – nach der europäischen und der bundesdeutschen Rechtslage zulässig. Allerdings entbindet diese gesetzgeberische Wertentscheidung weder die Hersteller noch die professionellen Betreiber von Medizinprodukten von der haftungsrechtlichen Verantwortung für Schäden, die sich aus dem Einsatz von fehlerhaft aufbereiteten Medizinprodukten ergeben können.

Aufbereiter müssen die Fähigkeit zur ordnungsgemäßen Aufbereitung von Medizinprodukten der Kategorie „Kritisch C“ i. S. d. § 4 MPBetreibV durch ein Zertifikat einer der dafür ZLG-akkreditierten Benannten Stelle nachweisen.

Mit Stand vom 01.02.2007 sind dafür von der ZLG ([www.zlg.de](http://www.zlg.de)) folgende benannte Stellen akkreditiert:

- DEKRA Certification GmbH Stuttgart
- LGA InterCert Nürnberg
- TÜV Rheinland Product Safety GmbH Köln.

Auch wenn diese Aufleistung ohne Gewähr ist und mittlerweile ggf. erweitert wurde, ergibt sich hieraus, dass darüber hinaus gehende Wiederaufbereitungen vom Gesetzgeber nicht abgedeckt sind. Dies sollten Sie als Anwender, ZSVA oder allgemein Kunde unserer Produkte beachten.



GVBM mbH wurde 2013 von Dr. Stephan Fahrig nach 10 Jahren Tätigkeit im Medizintechnik-Vertrieb für einen amerikanischen Konzern gegründet und steht seitdem für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung zu chirurgischen Kliniken, Praxen und Händlern. Seit 2016 wird GVBM mbH von Lennard Fahrig geleitet und stellt mit Lagerwirtschaft und kundenorientiertem Service einen zuverlässigen Lieferanten dar.

V.i.S.d.P.: Lennard Fahrig

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

#### Adress

GVBM · Gesellschaft für Vertrieb und  
Beratung in der Medizin mbH  
Hauptstrasse 31  
16548 Glienicke  
Germany  
VAT DE149471  
4. Edition published August 2025

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

#### Adresse

GVBM · Gesellschaft für Vertrieb und  
Beratung in der Medizin mbH  
Hauptstraße 31  
16548 Glienicke  
Germany  
UstID DE149471  
4. Ausgabe veröffentlicht August 2025

